



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Anillo de Halo	Diseño circular de doble bisagra
3	Brazo flexible de Halo	9 in (229 mm)
2	Soporte de montaje Budde Halo	Abrazaderas de montaje de alta resistencia
2	Varilla de soporte Budde Halo	Diámetro de 5/16 in
1	Bandeja para compresas Budde Halo	Bandeja perforada integrada
1	Mini prensa Budde Halo	Bloque de sujeción de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
2	Retractoires curvos Budde	Retractoires cerebrales cónicos
2	Microhojas de retracción TEW	Microhojas de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
2	Llaves de ajuste de Halo	Herramientas de bloqueo del sistema
1	Caja de esterilización	Bandeja organizadora perforada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Budde Halo Retractor es un sistema de retracción craneal especializado con doble bisagra, diseñado para establecer un perímetro de trabajo estable de perfil bajo y 360 grados alrededor de las aperturas craneales. Se fija directamente a los montantes de los cabezales Mayfield o a los rieles laterales de la mesa mediante varillas

de soporte de alta resistencia, aislando las fuerzas de retracción cerebral de la mesa para evitar el desplazamiento accidental del tejido cuando el campo quirúrgico se mueve.

Diseñado para la microneurocirugía de precisión, el sistema Budde Halo Retractor cuenta con un anillo de halo circular de doble bisagra que puede plegarse en una configuración de medio anillo para un acceso lateral sin restricciones. El anillo actúa como un reposamanos ergonómico para estabilizar los antebrazos del cirujano durante disecciones delicadas. El juego se completa con tres brazos de fricción flexibles de 9-inch, microhojas TEW, retractores cerebrales curvos cónicos, una bandeja para compresas integrada, una mini prensa de tornillo y llaves de ajuste específicas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Budde Halo Retractor no estéril y totalmente autoclavable en un contenedor de esterilización de aluminio perforado de alta resistencia, garantizando precisión quirúrgica y durabilidad a largo plazo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest