



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ricard Abdominal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ricard Abdominal Retractor

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Basisrahmen	Chassis mit gebogenen Schenkeln zur Verbesserung des visuellen Zugangs
2 (1 Paar)	Abnehmbare massive Seitenvalven	Breite, schaufelförmige Seitenelemente (Option A: 50×58 mm / Option B: 60×80 mm)
1	Abnehmbare Mittelvalve	Asymmetrische Flachplatte (Option A: 55×70 mm / Option B: 80×90 mm)
1	Spezielles Gewindeschloss	Manuelle Arretierung zur Fixierung der Spreizweite
1	Kompakter Hakengriff	Integrierter minimalistischer Griff zur Platzersparnis im OP-Feld
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ricard Abdominal Retractor ist ein international anerkanntes chirurgisches Retraktorsystem für den Abdominalbereich, das speziell für die sichere und weitreichende Verdrängung von Weichteilen und Viszera bei großen offenen Laparotomien und Beckenoperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Chassis mit gebogenen Schenkeln und einer Drei-Blatt-Geometrie, hält dieses Instrument die Bauchwand und die Beckenorgane unter arretierter mechanischer Spannung offen. Dies eliminiert die Ermüdung der Assistentenhände und erhält gleichzeitig einen ungehinderten Sichtkorridor in die Bauchhöhle.

Um unterschiedliche Inzisionstiefen zu berücksichtigen, ist diese Ricard Abdominal Retractor Serie in zwei primären Größenkonfigurationen katalogisiert: Option A (Compact-Set, \$229) besteht aus einer 55 mm × 70

mm Mittelvalve gepaart mit zwei 50 mm × 58 mm Seitenvalven; Option B (Large-Set, \$249) umfasst eine 80 mm × 90 mm Mittelvalve sowie zwei 60 mm × 80 mm Seitenvalven. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), fassen die breiten, schaufelförmigen Seitenelemente massives Muskelgewebe sauber, während das spezielle Gewindeschloss die Spreizung starr fixiert. Ein integrierter kompakter Hakengriff spart wertvollen Operationsraum.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Ricard Abdominal Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er allgemeinchirurgischen Abteilungen, Entbindungskliniken und Notfallambulanzen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige thermische Belastbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest