



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Greenberg

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Barres primaires	6" (15 cm) — se monte directement sur les montants de la tête crânienne rigide
4	Barres secondaires flottantes	12" (30 cm) — étend le périmètre de support externe autour de la craniotomie
4	Bras flexibles d'écartement longs	9.5" (24 cm) — bras de friction multi-articulés pour le positionnement des valves
2	Repose-mains	10" (25 cm) — assure le soutien physique de l'avant-bras pour réduire la fatigue du chirurgien
1	Valve d'écartement effilée	¼" à ¾" (6 mm à 19 mm) — valve extra-large pour une rétraction corticale étendue
1	Valve d'écartement effilée	5/32" à 5/8" (4 mm à 16 mm) — valve de largeur moyenne pour les accès lobaires et sous-temporaux
1	Valve d'écartement effilée	⅛" à ½" (3 mm à 12.5 mm) — valve standard pour les couloirs interhémisphériques profonds
1	Valve d'écartement effilée	3/32" à 3/8" (2.4 mm à 9 mm) — valve effilée fine pour les voies étroites de la base du crâne
1	Valve d'écartement effilée	1/16" à ¼" (1.5 mm à 6 mm) — micro-valve pour la rétraction délicate des nerfs et vaisseaux
1	Plateau à compresses en aluminium	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — se monte sur le cadre pour organiser les compresses neuro

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Plateau de stérilisation	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — plateau d'organisation perforé haute résistance

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Greenberg est un système d'écartement neurochirurgical complet reconnu mondialement pour offrir une exposition modulaire inégalée et une stabilisation mains libres lors de procédures intracrâniennes profondes. En se fixant rigidement sur les montants de la tête, cette structure à plusieurs niveaux crée un périmètre de travail 3D personnalisé directement sur les berges de la craniotomie.

Conçu pour maximiser la précision microchirurgicale, ce système complet Greenberg Retractor comprend deux barres primaires de 6-inch, quatre barres secondaires flottantes de 12-inch, quatre bras flexibles articulés de 9.5-inch et deux repose-mains ergonomiques de 10-inch pour stabiliser les avant-bras du chirurgien. Le système est équipé de cinq valves malléables effilées à double extrémité (allant des micro-valves de 1.5 mm aux valves corticales larges de 19 mm) et d'un plateau à compresses en aluminium intégré au cadre.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker livre l'écarteur Greenberg non stérile et entièrement autoclavable dans un plateau d'organisation et de stérilisation perforé dédié de 17" × 10" × 2½", offrant une confiance chirurgicale totale pour les interventions crâniennes complexes.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest