



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sims 膾レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sims 膣レトラクター

SKU RM-SVR-19-1

\$91 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
63.5 mm × 25 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — 鏡面仕上げまたは無反射（黒染）仕上げ	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め	RM-SVR-19-1-5	\$99

製品詳細

Sims 膣レトラクターは、膣壁および骨盤底を安全かつ愛護的に変位させるために設計された、婦人科および骨盤再建外科の基幹的な手術器具です。長さの異なる2つの直角ダックビル型ブレードが同じ方向を向いた非対称の両頭式デザインを採用しており、一端を膣円蓋の深部まで挿入し、もう一端を手動牽引のための人間工学に基づいたハンドルとして使用することができます。

錆や欠陥に対する生涯保証を提供するために構築されたこのSims 膣レトラクターは、全長19 cmを維持しています。最高級のドイツ製手術室グレードのステンレススチールから手作業で製造されており、日常的な処置用の高度に研磨された「標準ステンレススチール」仕上げと、レーザー手術における反射防止に最適化された「エボナイズド仕上げ」の2種類のコーティングスタイルを提供しています。購入メニューでは、63.5 mm × 25 mm (\$91)、76 mm × 32 mm (\$93)、82.5 mm × 32 mm (\$95)、82.5 mm × 38 mm (\$97)、89 mm × 41 mm (\$99)の5つのブレード寸法から選択可能です。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は、粘膜の裂傷を防ぎ保護します。

Retractor Makerは、卓越した精度でSims 膣レトラクターを製造しており、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、世界中の産科、婦人科、およびウィメンズヘルスケアクリニックに比類のない耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を

提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest