



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Weitlaner Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Weitlaner Ekartör

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
4" - 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 veya 2x3 uçlu	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" - 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 dişli	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dişli	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Weitlaner Ekartör, genel cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi ve nöroşirürji prosedürlerinde güvenilir, eller serbest yumuşak doku ve yara kenarı ayrımı sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş, kendinden tutmalı bir cerrahi ayırıcıdır. Pozitif mekanik kilit mekanizmasıyla yönetilen dışa kavisli çok dişli çenelerle tasarlanan bu alet, kesi sınırlarını sürekli gerginlik altında açık tutarak asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır ve engelsiz bir cerrahi koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Weitlaner Ekartör serisi, beş ana boyutta geniş bir seçenek sunar: Küçük kesiler için 2x2 veya 2x3 dişli 4" - 4 ½" (10-11.5 cm, \$94); orta ölçekli yaralar için 3x4 dişli 5" - 5 ½" (13-14 cm, \$99); genel ve omurga cerrahisi için 3x4 dişli 6 ½" (16.5 cm, \$104); derin doku ekartasyonu için 3x4 dişli 8" (20 cm, \$109) ve maksimum derinlik ile yoğun kas ekartasyonu için 5x6 dişli 9 ½" - 10" (24-25.5 cm, \$114). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen uçlar, doku hassasiyetine uygun olarak keskin veya künt profillerde mevcuttur.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Weitlaner Ekartörü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya genelindeki ameliyathanelere ve travma merkezlerine olağanüstü mekanik dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest