



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реберный расширитель Morse Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Реберный расширитель Morse Rib Spreader

SKU RM-MRS-SERIES-1

\$239 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Вариант А — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Morse Rib Spreader — это современный торакальный ретрактор, разработанный специально для универсального атравматичного разведения межреберных промежутков и обеспечения доступа к грудной полости при открытой торакотомии. Благодаря сверхлегкой параллельной направляющей и многопозиционным подвижным губкам, инструмент позволяет хирургу динамически регулировать положение лопаток вдоль кривизны ребра, равномерно распределяя силу оттеснения, что исключает локальное напряжение кости и переломы ребер.

Для обеспечения максимальной клинической гибкости при минимальном весе, ассортимент Morse Rib Spreader включает четыре конфигурации подвижных губок: Вариант А (\$239) с латеральными губками 22 mm × 27 mm и максимальным разводом 200 mm; Вариант В (\$259) с губками 30 mm × 28 mm и разводом 210 mm; Вариант С (\$279) с губками 42 mm × 28 mm и разводом 210 mm; и Вариант D (\$299) с губками 55 mm × 28 mm и разводом 210 mm. Система оснащена четырьмя подвижными угловыми губками (по две на браншу), фиксируемыми встроенным винтовым замком, который придает раме

жесткость и снижает утомляемость рук.

Изготовленный из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и высокопрочного анодированного алюминия, реберный расширитель Morse Rib Spreader от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделениям кардиоторакальной хирургии, травматологическим центрам и клиникам легочной хирургии по всему миру непревзойденную долговечность и коррозионную стойкость.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest