



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fächerretractor mit 5 Fingern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fächerretraktor mit 5 Fingern

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5 mm — Artikulierend	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Artikulierend	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR5F-10N-1	\$299

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fächerretraktor mit 5 Fingern ist ein erstklassiger laparoskopischer chirurgischer Retraktor, der speziell entwickelt wurde, um eine expansive, atraumatische Organverlagerung und eine breite viszerale Anhebung während minimalinvasiver allgemeiner, bariatrischer und gynäkologischer Eingriffe zu ermöglichen. Ausgestattet mit fünf ineinandergreifenden mechanischen Klingen, die für die Trokarinsertion zu einem schlanken Profil zusammenklappen, entfaltet sich dieses Instrument innerhalb der Bauchhöhle zu einem breiten fächerförmigen Gitter, das große anatomische Strukturen sanft von den operativen Präparationsebenen fernhält.

Dieses Modell des Fächerretraktors mit 5 Fingern (299 \$) wurde nach klinischen Rahmenvorgaben gefertigt und ist in Schaftdurchmessern von 5 mm oder 10 mm erhältlich, mit Arbeitslängen von 330 mm bis 375 mm (Gesamtlänge des Instruments 438 mm bis 487 mm). Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) können Chirurgen zwischen artikulierenden oder nicht-artikulierenden Schafttypen wählen, um komplexe Becken- und Bauchhindernisse zu umgehen. Das kanülierte Gehäuse verfügt über einen speziellen Luer-Lock-Spülanschluss, der eine gründliche Lumenreinigung und die Entfernung biologischer Rückstände gewährleistet. Die glatten, abgerundeten Fingerränder verteilen den Gegenzug gleichmäßig, um empfindliches viszerale Parenchym zu schützen.

Retractor Maker fertigt den Fächerretraktor mit 5 Fingern mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, um wiederholten Krankenhausautoklavzyklen standzuhalten. Er bietet laparoskopischen Operationssälen, bariatrischen Suiten und Zentren für Verdauungserkrankungen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest