



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Allison Akciğer Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allison Akciğer Ekartörü

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
İnfant / Pediyatrik — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediyatrik Kompakt — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standart — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Yetişkin Orta Boy — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Erişkin Geniş — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Yetişkin Ekstra Geniş — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Allison Akciğer Ekartörü (genellikle Allison akciğer spatulası olarak adlandırılır), akciğer dokusunu perikard ve mediastenden uzak tutmak ve bastırmak için tasarlanmış temel bir el tipi torasik cerrahi alettir. Esnek bir tel ızgara uç yapısına sahip olan bu alet, lokal parankimal kontüzyon ve doku yırtılmasını önlemek amacıyla ekartasyon kuvvetini geniş bir temas yüzeyine dağıtır.

Neonatal, pediatrik ve yetişkin torasik müdahalelere uyarlanabilen Allison Akciğer Ekartörü, altı farklı anatomik boyutta üretilmektedir. Seçenekler, kompakt 20 mm genişliğinde ve 23 cm boyundaki bebek modellerinden, standart 40 mm genişliğinde ve 25.5 cm'lik çalışma konfigürasyonu dahil olmak üzere, 65 mm genişliğinde ve 31 cm'lik yetişkin uçlarına kadar uzanır. Ergonomik yekpare sapı, cerraha uzun süreli kardiyak ve pulmoner prosedürler sırasında hassas dokusal geri bildirim ve kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülerek üretilen Retractor Maker, Allison Akciğer Ekartörünü dünya çapındaki

kardiyotorasik cerrahi departmanları için uzun ömürlü mekanik esneklik ve güvenilirlik sunacak şekilde, sürekli otoklav döngülerine dayanıklı olarak üretir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest