



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pared Vaginal Redundante

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Pared Vaginal Redundante

SKU RM-RWR-18-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Mediano — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Grande — 18 cm, valva de 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Grande — 18 cm, hoja de 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pared Vaginal Redundante es un retractor quirúrgico esencial en ginecología y uroginecología, diseñado específicamente para evitar que los pliegues redundantes de tejido vaginal lateral prolapsen hacia el campo operatorio. Diseñado con una hoja curva alargada, este instrumento permite a los cirujanos sostener y retraer las paredes vaginales laterales de forma limpia, estableciendo un corredor visual sin obstrucciones hacia el cuello uterino y los fórnix durante procedimientos vaginales complejos.

Construido con un perfil de configuración dedicado para promover una superficie de trabajo higiénica, esta configuración del Separador de Pared Vaginal Redundante presenta una longitud total de la herramienta de 18 cm (\$89). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el ancho de la hoja de trabajo mide 2 cm de ancho, con un rango de longitud de hoja de trabajo escalado de 9 cm a 12.5 cm de largo para adaptarse a capacidades vaginales variables. Su acabado suave y altamente pulido minimiza la fricción de la mucosa, mientras que el mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante durante reconstrucciones prolongadas del suelo pélvico.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante en las superficies de manipulación, Retractor Maker produce el Separador de Pared Vaginal Redundante para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros quirúrgicos obstétricos, ginecológicos y uroginecológicos de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest