



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Рама жесткого ретрактора для микродискэктомии
типа McCulloch-Type

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Рама жесткого ретрактора для микродискэктомии типа McCulloch-Type

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Размеры / Детали: общая длина 14 см, жесткое бесшарнирное шасси, реечный привод · Количество: 1	\$384
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$384

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рама жесткого ретрактора для микродискэктомии типа McCulloch-Type — это высококлассное самодержашееся спинальное шасси, разработанное специально для создания стабильного, свободного от рук операционного коридора во время поясничной микродискэктомии и задней спинальной декомпрессии. Предназначенная для установки модульных лопаток и крючков, эта жесткая рама исключает визуальные помехи под операционным микроскопом, обеспечивая стабильную ретракцию тканей при проведении деликатных интерламинарных манипуляций.

Разработанная со стандартными механическими параметрами, рама ретрактора McCulloch-Type имеет общую длину 14 см (\$384). Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, ее геометрия представляет собой жесткое, бесшарнирное самодержашееся шасси, устойчивое к деформации при значительных нагрузках параспинальных мышц. Прецизионный механизм реечного привода обеспечивает плавное микрокалиброванное разведение, давая хирургу полный контроль над натяжением тканей при сохранении открытого оптического коридора.

Выполненная с антибликовым сатиновым матовым покрытием, рама McCulloch-Type производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические

и спинальные центры по всему миру непревзойденной механической жесткостью, высокой коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest