



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos

SKU RM-CNR4BP-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos	6" (15.0 cm) de comprimento, ancinho de 10.0 mm de largura, 4 dentes rombos	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos é um afastador cirúrgico fundamental para rinoplastia e septoplastia, desenvolvido especificamente para fornecer uma exposição ampla e atraumática dos tecidos moles do vestíbulo nasal e do septo. Projetado com pontas rombas suavemente polidas, este instrumento permite que os cirurgiões afastem membranas mucosas delicadas e margens cutâneas sem causar feridas por punção localizada ou lacerações.

Construído para um controle intranasal refinado, esta configuração do Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos apresenta um comprimento total de 6 polegadas (15.0 cm, \$44) e um perfil de cabeça de 10.0 mm de largura. O layout de 4 dentes incorpora dentes externos rebaixados exclusivos, projetados especificamente para fornecer retração seletiva e personalizada conforme necessário, adaptando-se à curva anatômica da asa nasal. Seu cabo ergonômico plano garante uma empunhadura manual firme e antiderrapante que minimiza a fadiga das mãos durante dissecações prolongadas.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Nasal Cottle - 4 Dentes Rombos seguindo rigorosos padrões clínicos, garantindo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e total compatibilidade com autoclave para centros cirúrgicos plásticos e de ORL em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest