



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Converse Nasal retractor, 10 cm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU RM-CNR-10CM-1

\$14 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Converse Nasal retractor, 10 cm, hassas estetik ve rekonstrüktif burun prosedürleri sırasında nazik, travmatik olmayan yumuşak doku ekarte işlemi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış, hassasiyetle üretilmiş bir rinoplasti enstrümanıdır. 10 cm'lik kısaltılmış toplam erişim mesafesi ile tasarlanan bu alet, yüksek hareket kabiliyeti ve ince dokunsal geri bildirim sunarak cerrahların dar intranazal çalışma alanlarında zahmetsizce manevra yapmasına olanak tanır.

Değişken anatomik derinliklere uyum sağlamak üzere tasarlanan bu Converse Nasal retractor, 10 cm serisi dört farklı uç boyutuyla sunulmaktadır: 10 mm × 16 mm (\$14), 12 mm × 30 mm (\$19), 12 mm × 40 mm (\$24) ve 12 mm × 50 mm (\$29). Pürüzsüz açılı uç tasarımı, burun cilt örtüsü ve lateral kıkırdakların altına konforlu bir şekilde uyum sağlar; mukozal laserasyon veya kıkırdak kırığı riskini en aza indirirken sabit bir görüş alanı sunar. Dengeli düz sapı, asistanlar için yorulmadan manuel kontrol imkanı tanır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Converse Nasal retractor, 10 cm, Retractor Maker tarafından katı klinik toleranslarla üretilmektedir. Dünya çapındaki plastik cerrahi, KBB ve rekonstrüktif kliniklere olağanüstü dayanıklılık, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest