



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Двусторонний ретрактор Ragnell-Davis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Двусторонний ретрактор Ragnell-Davis

SKU RM-RDDR-49-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (плоский / круглый)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Плоский / Круглый)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Плоский / Круглый)	RM-RDDR-49-1-3	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонний ретрактор Ragnell-Davis является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и экспозиции краев раны при пластических, реконструктивных операциях на кисти и лице. Оснащенный деликатными Г-образными лопатками на противоположных концах центральной рукоятки, этот инструмент позволяет хирургической бригаде легко переключаться между поверхностной ретракцией кожи и удержанием более глубоких подкожных тканей без смены инструментов.

Серия ретракторов Ragnell-Davis Double Ended Retractor представлена в трех вариантах общей длины: 15 см, 15.5 см и 16 см (\$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и предлагает выбор конструкции рукоятки: плоскую или круглую для улучшенного вращения кончиками пальцев. Хирурги могут выбрать одну из трех комбинаций размеров лопаток: 2.5 mm × 8 mm в паре с 5 mm × 15 mm, 3 mm × 9 mm в паре с 5 mm × 17 mm или 4 mm × 8 mm в паре с 6 mm × 15 mm. Гладкие закругленные края лопаток защищают деликатные подкожные сосудистые сплетения.

Retractor Maker производит ретрактор Ragnell-Davis Double Ended Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать повторяющиеся циклы стерилизации, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность при автоклавировании для отделений пластической хирургии и центров травматологии кисти по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest