



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Johnson pour névrome

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Johnson pour névrome

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Johnson pour névrome est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction douce et atraumatique des tissus mous et de la tête métatarsienne lors de l'excision du névrome de Morton et des procédures sur les nerfs interdigitaux. Conçu pour intervenir dans les couloirs étroits des espaces commissuraux, cet instrument permet aux chirurgiens podologues et orthopédistes de mobiliser les ligaments intermétatarsiens et les vaisseaux digitaux sans écraser les troncs nerveux fragiles.

Doté de gammes de tailles hautement adaptables et de divers profils, l'écarteur de Johnson pour névrome est disponible en quatre longueurs totales : 8,0 cm (\$74), 10,0 cm (\$79), 11,0 cm (\$84) et 14,0 cm (\$89). Les chirurgiens peuvent choisir entre trois typologies de conception : un profil étroit pour les espaces intermétatarsiens serrés, un profil coudé à 90° avec une lame de travail de 7,5 mm de large, ou un profil coudé à 90° avec une lame élargie de 9,5 mm. Le manche plat ergonomique offre une sensibilité tactile et un contrôle antidérapant lors des neurolyses digitales délicates.

Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur de Johnson pour névrome selon des tolérances cliniques strictes, offrant une résistance absolue à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs

opératoires de chirurgie du pied et de la cheville du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest