



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tübüler Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Tübüler Ekartör Sistemi

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 12-14 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 14-16 mm, uzunluk 90 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 16-18 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 18-20 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Çap 27-29 mm, uzunluk 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 14 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Çap 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Çok eklemli artiküle tutucu kol
1	Table Clamp Set	Ameliyat masası ray montaj klempi
1	Sterilization Box	Organize yeniden işleme için uygun kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tübüler Ekartör Sistemi, kompleks spinal girişimler sırasında kas koruyucu erişim koridorları oluşturmak üzere tasarlanmış temel bir minimal invaziv cerrahi enstrüman platformudur. Travmatik kas sıyırma yerine aşamalı doku dilatasyonunu kolaylaştırarak, bu sistem doku hasarını önemli ölçüde en aza indirir, postoperatif ağrıyı azaltır ve hastanın iyileşme süresini kısaltır.

Hem servikal hem de lomber omurga segmentlerinde cerrahi çok yönlülük için tasarlanan Tübüler Ekartör Sistemi; 30 mm ile 90 mm arasındaki uzunluklarda 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm ve 27-29 mm çaplarında geniş bir özel tübüler port yelpazesine sahiptir. Set, 6 mm'den 18 mm'ye kadar ardışık dilatörleri, rijit bir masa rayı klempi ve çalışma tüpünü hedef disk mesafesi üzerinde sabit tutmak için ameliyat masasına güvenli bir şekilde ankrajlanan esnek bir artiküle kolu içerir.

Manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas işlenmiş ve yansıma önleyici saten kaplamalı Retractor Maker, tam Tübüler Ekartör Sistemi'ni steril olmayan ve özel bir sterilizasyon kutusu içinde tamamen otoklavlanabilir olarak sunarak optimum sterilite yönetimi ve organize ameliyathane döngüsü sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest