



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

DeBakey Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



DeBakey Ekartör

SKU RM-DBR-15-1

\$72 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
DeBakey Ekartör	15.3 cm toplam uzunluk, 1x1 sivri uçlar	\$72
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$72

ÜRÜN AÇIKLAMASI

DeBakey Ekartör; vasküler, genel ve plastik cerrahi prosedürleri sırasında hassas, kaymayan yumuşak doku traksiyonu ve net operasyon sahası görünümü sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir el aletidir. Ergonomik profili ve ince çalışma uçları ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahi ekiplerin hassas anatomik yapılara zarar vermeden insizyon kenarlarını ve fibröz fasyal katmanları ekarte etmesine olanak tanır.

Optimal operasyonel hassasiyet ve kontrol için geliştirilen bu DeBakey Ekartör modeli, 15.3 cm toplam erişim mesafesine sahiptir. Çalışma ucu, dokuya güvenli bir şekilde tutunmak üzere tasarlanmış 1x1 sivri uç konfigürasyonuna sahiptir ve cerrahi alanda kazara kaymaları önleyerek son derece etkili bir karşı traksiyon sunar. İnce ve dengeli sapı, konforlu manuel kontrol ve olağanüstü taktil geri bildirim sağlayarak karmaşık mikro-diseksiyonlar sırasında asistanın el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi DeBakey Ekartör, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Bu sayede dünya çapındaki kardiyovasküler, plastik ve genel cerrahi ekiplerine üstün korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest