



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kelly Retractor-Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	38 mm lang × 51 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm lang × 63 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm lang × 76 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm lang × 89 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm lang × 76 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Griffvarianten: — · Preis (USD): Inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kelly Retractor-Grip Handle stellt eine fortschrittliche ergonomische Weiterentwicklung des traditionellen tiefen Bauchsperrers dar, speziell entwickelt, um eine tiefe Gewebeverdrängung mit reduzierter Anwenderermüdung zu kombinieren. Dank des konturierten Griffs ermöglicht dieses Instrument dem

Operationsassistenten, kontinuierliche, feste Gegentraktion an dichtem Muskelgewebe und Viszera auszuüben und gleichzeitig Handkrämpfe bei langwierigen Eingriffen zu vermeiden.

Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität gefertigte Kelly Retractor-Grip Handle-Serie bietet über das Konfigurationsmenü eine Auswahl an Rahmenlängen, Breiten und Griffvarianten. Chirurgen können zwischen einem Hohlgriff oder einem Leichtbaugriff wählen, kombiniert mit Gesamtlängen von 24 cm (\$94) oder 26 cm (\$99). Die Linie umfasst fünf verfügbare Blattgrößen: 38 × 51 mm, 51 × 63 mm, 63 × 76 mm, 76 × 89 mm und 89 × 76 mm, die jeweils in einer abgerundeten Haltekante enden, um ein Abrutschen des Gewebes zu verhindern.

Retractor Maker fertigt den Kelly Retractor-Grip Handle mit einer blendfreien, satinierten Mattierung, um starker mechanischer Traktion und repetitiven Sterilisationszyklen standzuhalten. Damit bietet er allgemeinchirurgischen, gynäkologischen und orthopädischen Operationssälen weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und volle Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest