



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フック

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フック

SKU RM-CANR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左側ボール付 — 14.0 cm 全長、10 mm 幅、左側ボール付爪	RM-CANR-1-1	\$44
右側ボール付 — 14.0 cm 全長、10 mm 幅、右側ボール付爪	RM-CANR-1-2	\$44

製品詳細

Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フックは、鼻翼縁、鼻孔縁、および下外側鼻軟骨の安全で滑りにくい牽引を目的として特別に設計された、鼻形成術に不可欠な手術器具です。独自のハイブリッド2本爪構造を採用したこの器具は、1本の鈍的ボール端爪と1本の鋭的爪を併用することで、脆弱な皮膚表面を穿刺することなく最適な機械的牽引力を提供します。

標的とする解剖学的アライメントに合わせて構築されたこの Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フックモデルは、全長 5 ½ インチ (14.0 cm)、ワーキングエンド幅 10.0 mm (\$44) を特徴としています。術者は「左側ボール」または「右側ボール」の2つの専用操作構成から選択でき、保護用のボール爪が外側の皮膚縁に面し、鋭的な爪が前庭の線維性裏装に確実に固定されるようになっています。扁平な人間工学的ハンドルは、洗練された手技の触覚フィードバックを提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射のないサテンマット仕上げが施された Retractor Maker 製の Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フックは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の形成外科および耳鼻咽喉科の手術室に、高い耐食性、確かな精度、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest