



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Роторасширитель Martin-Simplex для щек и губ

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Роторасширите ль Martin-Simplex для щек и губ

SKU RM-MSCLR-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Роторасширитель Martin-Simplex для щек и губ является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, разработанным для безопасного и атравматичного смещения тканей при внутриротовых манипуляциях. Анатомическая вогнутая рабочая часть защищает слизистую от вращающихся боров и режущих инструментов, обеспечивая широкий обзор альвеолярного отростка.

Инструмент оптимизирован для контроля в ограниченном пространстве и доступен в двух вариантах длины: 10 cm (\$24) для стандартного доступа и 4 ½ inches (11 cm, \$29) для работы в глубоких отделах преддверия рта. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, он оснащен узким стержнем и перфорированной рабочей лопаткой, которая позволяет жидкости стекать и обеспечивает ассистенту надежный рычаг без усталости рук. Плоская цельнометаллическая рукоятка исключает скольжение во время операции.

Матовое антибликовое покрытие и прецизионная ковка от Retractor Maker гарантируют устойчивость Martin-Simplex к многократным циклам стерилизации, коррозионную стойкость и долговечность в условиях автоклавирования для стоматологических клиник и центров реконструктивной хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest