



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Fomon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Fomon

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Configuration standard — longueur 17 cm, pointe boutonnée 5 × 10 mm, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Modèle isolé — 17 cm de long, pointe boutonnée de 5 × 10 mm, revêtement diélectrique	RM-FMR-17-1-2	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Fomon est un instrument de chirurgie plastique faciale et de rhinoplastie de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction atraumatique des tissus mous et un accès visuel clair dans les couloirs anatomiques compacts. Conçu avec une pointe sphérique ultra-lisse, cet écarteur se glisse doucement sous le cartilage alaire et les parois muqueuses, protégeant les tissus délicats contre les perforations nettes ou les traumatismes liés à une pression focale.

Conçu pour un contrôle tactile optimal lors du remodelage nasal, ce modèle d'écarteur Fomon présente une longueur totale de 17 cm (6.7 inches). Son extrémité de travail intègre une bille dédiée de 5 mm × 10 mm profilée pour répartir uniformément la contre-traction sur le cartilage latéral inférieur et le rebord alaire. Les chirurgiens peuvent choisir entre une configuration Standard en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) (44 \$) et une configuration Isolée (54 \$) revêtue d'un polymère non conducteur durable pour protéger la peau adjacente et les marges muqueuses pendant l'électrochirurgie active.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur Fomon selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les cliniques d'esthétique, d'ORL et de

reconstruction du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest