



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Adson 自保持式小脳開創器

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Adson 自保持式小脳開創器

SKU RM-ASCR-1

**\$199 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細    | 価格 (USD) |
|---------------------|-------------|----------|
| 小 — 6.5 in, 4x4 爪   | RM-ASCR-1-1 | \$189    |
| 標準型 — 7.5 in, 4x4 爪 | RM-ASCR-1-2 | \$199    |
| 大 — 9.5 in, 4x4爪    | RM-ASCR-1-3 | \$214    |

### 製品詳細

Adson 自保持式小脳開創器は、後頭蓋窩および脊椎における安定したハンズフリーの術野アクセスを維持するために設計された、多機能な脳神経外科用リトラクターです。機械的な対抗牽引によって傍脊柱筋や後頭下筋を保持することで、助手の疲労を防ぎながら、広範囲で静止した視界を提供します。

さまざまな術式に正確に適応するよう設計されたこの Adson 自保持式小脳開創器は、統一された 19 cm の本体長に、カスタム選択可能なアームと爪の構成を組み合わせています。術者は、浅い術野向けのストレートアーム、側方のクリアランスを確保するアングルアーム、または深部用の80度アームから選択でき、さらに筋膜を強固に捉える鋭爪、または繊細な組織縁を保護する鈍爪を組み合わせることが可能です。堅牢な指輪型のラチェット機構により、滑ることなく確実な固定を維持します。

反射を抑えたサテン仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Adson 自保持式小脳開創器は、厳格な病院仕様に合わせて製造されており、優れたタクトイルバランス、スムーズなラチェット操作、および完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest