



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cooley 心房レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley 心房レトラクター

SKU RM-CAR-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小モデル	RM-CAR-1-1	\$64
中型モデル	RM-CAR-1-2	\$69
大型	RM-CAR-1-3	\$74

製品詳細

Cooley 心房レトラクターは、心臓外科手術において左心房および僧帽弁輪のクリアで愛護的な術野可視化を提供するために特別に設計された、最高級の心臓外科器具です。解剖学的な曲線を持つ遠位パドルにより、外科医は心房壁や心房中隔をきれいに挙上でき、弁の検査や修復のための遮るもののない視線を確保できます。

深い術野への最適到達を考慮し、この Cooley 心房レトラクターモデルは全長 24 cm の均一な構造を採用しており、助手の手が主要な術野から安全に離れることを可能にします。本器具は、患者の心房内の寸法に合わせて選択できるよう、S (\$64)、M (\$69)、L (\$74) の 3 つのブレードサイズで製造されています。細身のシャフトとバランスの取れた人間工学に基づいたフラットハンドルにより、繊細な心臓内縫合中の疲労の少ない手動牽引を保証します。

Retractor Maker は、最高級の医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げでこのレトラクターを製造しています。病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、優れた耐食性、強固な構造的剛性、そして信頼できる耐久性を世界中の心臓血管外科センターに提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest