



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Salzburg Kondiler Boyun Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Salzburg Kondiler Boyun Ekartörü

SKU RM-SCNR-225-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sağ Taraf Model — 22.5 cm uzunluk, sağa kavisli kondiler boyun bıçağı	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Sol Taraf Modeli — 22.5 cm uzunluk, sola eğimli kondiler boyun bleydi	RM-SCNR-225-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Salzburg Kondiler Boyun Ekartörü, mandibula kondili ve subkondiler boyun çevresinde güvenli kemik manivela etkisi ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir oral, maksillofasiyal ve temporomandibuler eklem (TME) cerrahi ekartördür. Derin kondil boynunu kavrayan anatomik kancalı uç tasarımıyla bu alet, cerrahların internal maksiller arter ve fasiyal sinir dallarını korurken kemik fragmanlarını temiz bir şekilde manipüle etmelerine olanak tanır.

Paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Salzburg Kondiler Boyun Ekartörü yapılandırması, 22.5 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, satın alma menüsü seçeneklerinden seçilebilen Sağ veya Sol taraf model konfigürasyonlarında mevcuttur. Tek uçlu bıçak mimarisi, kondil boynu bölgesi için hassas bir şekilde konturlanmıştır; kemik kaymasını önlerken ergonomik sap, asistanlara sabit manuel manivela gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Salzburg Kondiler Boyun Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve kraniyofasiyal cerrahi merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest