



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Sabitlemeli Abdominal Çerçeve Şasisi	Derin genel cerrahi erişimi için çok amaçlı yapısal halka çerçeve
2	Çıkarılabilir Katı Lateral Kanatlar	Düz yüzeyli yan paneller (51 mm veya 102 mm derinlik)
2	Çıkarılabilir Merkezi Kanatlar	İç organ yapılarına uyumlu hafif kavisli kanatlar (51 mm veya 102 mm)
3	Bağımsız Kayar Vida Kilitleri	Yorgunluğu azaltmak için her kanada takılan mekanik cırcırlı kilitleme cıvataları
2	Ergonomik Ekartör Kol Kirişleri	Pürüzsüz kenar profillerine sahip hafif sap yapıları
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör, kolorektal, gastrointestinal ve derin pelvik cerrahi sırasında kapsamlı, çok yönlü yumuşak doku ve organ deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir abdominal ve pelvik cerrahi ekartör sistemidir. Eklemlili dairesel çerçeve şasisi ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların abdominal duvarı ve pelvik organları manuel asistan desteğine ihtiyaç duymadan mekanik kilitli tansiyon altında açık tutmasını sağlayacak şekilde birden fazla katı kanadı dairesel olarak konumlandırmasına olanak tanır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör tam seti (\$299), derin genel cerrahi erişimi için tasarlanmış kendinden sabitlemeli bir abdominal çerçeve şasisi içerir. Birinci sınıf

ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sistem; hacimli doku tabakalarını sabitlemek için özel kenarlı çıkarılabilir katı lateral kanatların yanı sıra iç organ yapılarına pürüzsüzce uyum sağlaması için hafif kavisli merkezi kanatlarla donatılmıştır. Sistem, kullanıcı yorgunluğunu azaltmak amacıyla her biri ayrı kayar vida kilitleriyle sabitlenen Sığ Kanat Seti (51 mm çalışma derinliği) veya Derin Kanat Seti (102 mm çalışma derinliği) ile yapılandırılabilir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Golligher Kendinden Sabitlemeli Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sistem; dünya çapındaki kolorektal cerrahi üniteleri, travma salonları ve pelvik rekonstrüktif merkezleri için olağanüstü yapısal stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest