



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Брюшной ретрактор Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Брюшной ретрактор Doyen

SKU RM-DAR-25-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
90 mm Широкое лезвие — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Ширина лезвия — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm Широкое лезвие — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Брюшной ретрактор Doyen является базовым общехирургическим инструментом, разработанным специально для широкого атравматичного смещения брюшной стенки и органов малого таза во время крупных открытых операций. Конструкция с широкой, глубоко изогнутой лопаткой, заканчивающейся закругленной удерживающей кромкой, позволяет безопасно изолировать внутренние органы от операционного поля, не вызывая локальных повреждений тканей.

Созданная для создания мощной брюшной контртяги, эта модель ретрактора Doyen имеет стандартную общую длину 25 cm, что позволяет рукам ассистента оставаться на безопасном расстоянии от стерильного операционного поля. Инструмент выпускается в трех вариантах ширины лопатки: 90 mm (\$94), 100 mm (\$99) и 115 mm (\$104). Эргономичная рукоятка со встроенным широким кольцом для пальца обеспечивает превосходный рычаг и стабильность захвата при длительных диссекциях в области таза и внутренних органов.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит брюшной ретрактор Doyen с расчетом на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая операционные по всему миру исключительной долговечностью и клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest