



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Коленный ретрактор Ranawat Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Коленный ретрактор Ranawat Knee Retractor

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ranawat Knee Retractor	Длина 9 ½" (24.13 cm), рабочая часть 17 × 34 mm 90° (тупой или острый)	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Коленный ретрактор Ranawat Knee Retractor — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения надежного рычажного усилия на кость и смещения мягких тканей во время тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) и сложных реконструкций колена. Этот ретрактор, предназначенный для заведения за плато большеберцовой кости и коллатеральные связки, позволяет хирургическим бригадам аккуратно удерживать тяжелые капсульные и связочные структуры вдали от осциллирующих костных пил и римеров.

Данная конфигурация Ranawat Knee Retractor, обладающая высокопрочным и коррозионностойким корпусом, имеет общую длину инструмента 9 ½ дюймов (24.13 cm, \$79). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, размеры его наконечника составляют 17 mm в ширину × 34 mm в длину. Геометрия профиля наконечника включает встроенную рабочую часть под углом 90 градусов, доступную в двух различных типологиях, выбираемых из меню опций: тупой наконечник (Blunt), разработанный для бережной, атравматичной ретракции васкулярно-чувствительных мягких тканей, или острый наконечник (Sharp), разработанный для обеспечения высоконадежной, нескальзкой фиксации на плотных связочных структурах и кортикальной кости. Сверхпрочная рукоятка обеспечивает ассистентам работу рычагом без утомления рук.

Изготовленный с антибликовым матовым покрытием, ретрактор Ranawat Knee Retractor от Retractor Maker выдерживает высокие ортопедические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центрам артропластики коленного сустава и отделениям ортопедической травматологии по всему миру исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest