



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Abmessungen / Details: 14 cm Gesamtlänge, starres Chassis, Zahnradantrieb · Menge: 1	\$384
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Menge: 1	\$384

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame ist ein erstklassiges, selbsthaltendes Retraktor-Chassis, das speziell für einen stabilen, freihändigen Zugang bei lumbalen Mikrodissektomien und posterioren spinalen Dekompressionen entwickelt wurde. Das starre Chassis dient zur Aufnahme modularer Seitenvalven und Haken und verhindert Sichtbehinderungen unter dem Operationsmikroskop, um eine stabile Gewebespreizung während der interlaminären Navigation zu gewährleisten.

Das Gehäuse verfügt über eine Standard-Mechanik mit einer Gesamtlänge von 14 cm (\$384). Gefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), widersteht die starre, nicht-gelenkige Konstruktion hohen Belastungen durch die paraspinale Muskulatur. Der präzise mechanische Spreizmechanismus ermöglicht eine stufenlose, mikrokallibrierte Öffnung, wodurch Chirurgen die Gewebespannung bei gleichzeitig offenem Sichtfeld präzise kontrollieren können.

Retractor Maker fertigt den McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame mit einem entspiegelten Satin-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Dies bietet neurochirurgischen Zentren weltweit unübertroffene mechanische Stabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest