



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

US Army Retractor（アーミー開創器）、2本セット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



US Army Retractor (アーミー開創器)、 2本セット

SKU RM-USAR-SET-21-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
US Army Retractors	全長 21 cm、ダブルエンド型 38×22 mm およ び 41×25 mm ブレード	\$49
保護スリーブ / 外箱	標準輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Retractor Maker の US Army Retractor (アーミー開創器) 2本セットは、一般外科、整形外科、形成外科において、多層的な創縁や軟部組織の変位を目的として設計された、世界的に高く評価されている手術器具セットです。中央のフェネストレーション（窓あき）ハンドルの両端に異なるサイズの直角ブレードを備えており、器具を持ち替えることなく、浅い皮下組織の牽引から深い筋肉の挙上へとスムーズに移行できます。

錆や材料欠陥に対する永久保証が付帯したこの US Army Retractor 2本セットは、全長 21 cm (\$49) で構成されています。最高級の手術室グレードの素材から手作業で製造されており、注文構成により3種類のベース素材から選択可能です。ダブルエンドのブレード構造は、38 mm 長 × 22 mm 幅の小ブレードと、41 mm 長 × 25 mm 幅の大ブレードを組み合わせしており、両端とも組織の滑り込みや局所的な挫滅を防ぐ滑らかなアトラウマティック（低侵襲）仕様となっています。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の US Army Retractor 2本セットは、繰り返しの滅菌サイクルに耐え得るよう製造されています。世界中のクリニック、外傷センター、手術室へ、優れた構造的剛性、耐腐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest