



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Tecidos Moles Kolbel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Tecidos Moles Kolbel

SKU RM-KSTR-8IN-1

\$119 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Tecidos Moles Kolbel	Dimensões / Detalhes: 8" (20.32 cm) de comprimento total, lâmina curva com pontas rombas · Quantidade Incluída: 1	\$119
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem de transporte individual · Quantidade Incluída: 1	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Tecidos Moles Kolbel é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento atraumático e seguro de músculos e cápsulas durante a artroplastia de ombro e cirurgias reconstrutivas de articulação. Desenvolvido para navegar suavemente por espaços anatômicos difíceis, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas afastem o músculo deltoide, o tendão conjunto e a cápsula anterior sem lacerar as margens teciduais ou comprimir o nervo axilar.

Construído para manuseio de precisão, esta configuração dedicada do Afastador de Tecidos Moles Kolbel apresenta um comprimento total da ferramenta de 8 polegadas (20.32 cm, \$119). Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria estrutural de suas pontas incorpora um layout de lâmina curva com extremidades rombas para minimizar o trauma tecidual local. A haste curva mantém as mãos do assistente afastadas da linha articular de forma segura, enquanto o cabo ergonômico proporciona alavancagem manual livre de fadiga durante procedimentos prolongados.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Tecidos Moles Kolbel para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de reconstrução de ombro, medicina esportiva e trauma ortopédico em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest