



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Talei Necklift "Benetrator 2"

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Talei Necklift "Benetrator 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Talei Necklift "Benetrator 2"	Comprimento total de 9" (22.86 cm), lâmina curva larga, tubo de sucção integrado	\$159
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de transporte individual	\$159

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Talei Necklift "Benetrator 2" é um instrumento cirúrgico estético avançado, projetado especificamente para proporcionar uma ampla elevação de tecidos moles e gerenciamento contínuo de fluidos durante procedimentos de necklift em plano profundo, platismoplastia e submentoplastia. Projetado com uma lâmina larga anatômica, este instrumento permite que cirurgiões plásticos realizem o descolamento e a elevação de retalhos cutâneos cervicais espessos de forma limpa, afastando-os do músculo platisma sem comprimir os ramos marginal mandibular ou cervical do nervo facial.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e com garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração do Afastador Talei Necklift "Benetrator 2" possui um comprimento total da ferramenta de 9 polegadas (22.86 cm, \$159). Fabricada artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora um design curvo e largo com uma borda plana atraumática que acomoda retalhos vascularizados delicados com segurança, sem causar necrose isquêmica focal. O design de extremidade única é integrado a uma estrutura de empunhadura angulada, combinada com um canal de sucção embutido que remove sangue e fumaça eletrocirúrgica instantaneamente dos túneis submentonianos profundos.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Talei Necklift "Benetrator 2" para manter os mais altos padrões da cirurgia reconstrutiva facial, fornecendo aos centros

cirúrgicos cosméticos e clínicas de cirurgia ambulatorial em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)