



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Deaver Retractor Thin Handle

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Deaver Retractor Thin Handle

SKU RM-DRTH-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
12" (approx. 30.5 cm) — 25, 38, 50, または 75 mm — 標準腹壁・骨盤内臓器開創用	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, or 75 mm — 深部後腹膜、肥満外科、および整形外科的股関節アプローチ用	RM-DRTH-1-2	\$64

製品詳細

Deaver Retractor Thin Handleは、深部解剖学的開創能力と軽量で細身のハンドルプロファイルを両立させるために特別に設計された人間工学に基づいた手術器具です。長時間の外科手術におけるユーザーの疲労を軽減するように設計されており、従来の重厚な開創器のような負担を感じることなく、助手が安定した組織の対向牽引を維持することを可能にします。

汎用性の高い腹部および整形外科的露出用に構築されたDeaver Retractor Thin Handleは、2つの全長設定（12インチ/\$59、13インチ/\$64）で提供されます。ブレード幅は、25 mm（約1"）、38 mm（約1 ½"）、50 mm（約2"）、75 mm（約3"）の4つの標準規格に加え、非常に大規模な深部組織開創に対応する最大4インチ幅のブレード設計も特別仕様として受託可能です。滑らかで深く湾曲したブレードが、内臓や筋肉塊を安全に包み込みます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのDeaver Retractor Thin Handleは、厳格な臨床基準に従って製造されています。高い引張強度、優れた耐食性、そして世界中の病院の手術室で求められる完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest