



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic, с
ОПТОВОЛОКОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic, с оптоволоконной подсветкой

SKU RM-BFLR-FO-1

\$99 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	Длина 9" (229 mm), лопатка 52 mm, оптоволоконный жгут
1	Универсальный адаптер световодного кабеля	Совместим с разъемами Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic представляет собой осветительный инструмент премиум-класса для пластической хирургии, разработанный для обеспечения исключительной элевации тканей в сочетании с прямым бестеневым освещением во время реконструктивных процедур на лице. Направляя холодный свет непосредственно под отсепарованные кожные лоскуты, этот инструмент устраняет темные зоны и позволяет хирургам четко идентифицировать ветви лицевого нерва и тонкие сосудистые сети.

Данная модель Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic, разработанная для высокоточной эстетической хирургии, имеет общую длину 9 дюймов (229 mm) и широкую рабочую часть 52 mm. Лопатка имеет контурный изгиб с гладким удерживающим краем для обеспечения надежной тяги кожных тканей без риска очагового некроза от давления. В инструмент встроен жгут оптического волокна с универсальным разъемом, совместимым со стандартными световодными кабелями (Storz, Olympus, Wolf и ACMI), что позволяет легко подключаться к существующим источникам света в операционной.

Изготовленный полностью из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали с оптическими волокнами с высоким коэффициентом пропускания и антибликовым сатинированным

покрытием, Retractor Maker предоставляет Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic нестерильным и полностью автоклавируемым, обеспечивая исключительную долговечность и оптическую четкость для клиник эстетической хирургии экспертного класса по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest