



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cérébelleux Autobloquant d'Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Cérébelleux Autobloquant d'Adson

SKU RM-ASCR-1

\$199 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 6.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-2	\$199
Grand — 9.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-3	\$214

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cérébelleux autobloquant d'Adson est un écarteur neurochirurgical polyvalent multi-configurations, conçu pour maintenir un accès opératoire stable et mains libres sur la fosse crânienne postérieure et le rachis. En maintenant la musculature paraspinale et sous-occipitale écartée sous contre-traction mécanique, cet instrument offre un champ visuel étendu et fixe tout en évitant la fatigue de l'assistant.

Conçu pour s'adapter précisément aux diverses approches chirurgicales, l'écarteur cérébelleux autobloquant d'Adson présente une longueur de corps uniforme de 19 cm associée à des configurations de bras et de griffes sélectionnées sur mesure. Les chirurgiens peuvent choisir des bras droits pour les champs peu profonds, des bras coudés pour un dégagement latéral, ou des bras profonds à 80 degrés, associés soit à des griffes pointues pour une prise fasciale ferme, soit à des griffes mousses pour protéger les marges tissulaires délicates. Son mécanisme de crémaillère robuste à anneaux assure un verrouillage sécurisé sans glissement.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur cérébelleux autobloquant d'Adson selon les spécifications hospitalières les plus strictes, offrant un équilibre tactile supérieur, un contrôle fluide de la crémaillère et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest