



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hibbs

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Hibbs

SKU RM-HBR-24-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
51 mm long × 19 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm long × 25 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm long × 25 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hibbs est un instrument fondamental de chirurgie orthopédique et spinale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable des tissus mous profonds et une exposition optimale des muscles paraspinaux lors des reconstructions de la colonne vertébrale et des articulations. Doté d'une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de retenue dentelé spécialisé, cet instrument s'ancre solidement contre les cortex osseux denses, empêchant le glissement des tissus pendant les phases vigoureuses d'alésage et de décortication osseuse.

Conçue pour une contre-traction chirurgicale intense, cette série d'écarteurs Hibbs maintient une longueur d'instrument uniforme de 24 cm. L'écarteur présente une gamme de longueurs et largeurs de lames de travail sélectionnables, disponibles individuellement ou en pack multi-outils : 51 mm de long × 19 mm de large (\$39), 76 mm de long × 25 mm de large (\$41), 82 mm de long × 25 mm de large (\$43), et un profil extra-profond de 101 mm de long × 25 mm de large (\$45). Sa poignée en anneau avec ouverture en forme de larme offre aux assistants chirurgicaux un levier de traction manuel supérieur, réduisant la fatigue manuelle lors des procédures prolongées.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur Hibbs pour résister aux charges mécaniques lourdes et aux cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux centres de traumatologie spinale et orthopédique du monde entier une durabilité inébranlable, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest