



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ollier Ekartörler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ollier Ekartörler

SKU RM-OR-SERIES-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ollier Ekartörler, majör açık abdominal, pelvik ve ortopedik prosedürler sırasında geniş, atravmatik yumuşak doku yer değiştirmesi ve kas ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel ağır hizmet tipi cerrahi aletlerdir. Geniş 4 küt uçlu tırmık başlığı ile tasarlanan bu ekartörler, cerrahi asistanların kalın kas duvarları ve deri altı yağ dokusu boyunca fokal doku kontüzyonuna veya laserasyona neden olmadan ağır manuel karşı-traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Derin operatif alanlarda kalıcı kaldıraç gücü için üretilen Ollier Ekartörler serisi, satın alma menüsü parametrelerinden seçilebilen iki farklı uzunluk sunarken tek tip çok uçlu tırmık profilini korur: 8 ½ inç (21.59 cm, \$74) ve 9 inç (22.86 cm, \$79). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen yapısal geometri, alet ağırlığını önemli ölçüde azaltırken kavrama stabilitesini maksimize eden, çok saatlik prosedürler sırasında asistan el ve bilek yorgunluğunu önleyen içi boş bir konfor sapı ile birleştirilmiş 4 küt uçlu tırmık konfigürasyonuna sahiptir.

Parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Ollier Ekartörlerini ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki genel cerrahi, ortopedi ve travma cerrahi ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest