



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Willauer-Deaver

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Separador Willauer-Deaver

**SKU** RM-WDR-395-1

**\$99 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                                     | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 25 mm Hoja ancha — 25 mm de ancho x 108 mm de superficie de trabajo | RM-WDR-395-1-1 | \$99         |
| 50 mm Hoja ancha — 50 mm de ancho x 108 mm superficie de trabajo    | RM-WDR-395-1-2 | \$149        |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Willauer-Deaver es un retractor especializado para cavidades profundas, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y de amplia superficie del parénquima pulmonar, las vísceras abdominales y las estructuras torácicas durante procedimientos abiertos mayores. Diseñado con una hoja de gancho curva alargada que termina en un borde redondeado no traumático, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contracción sostenida a través de planos viscerales pesados sin causar contusiones ni desgarros serosos.

Construido para resistir ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con una garantía de por vida contra el óxido, esta configuración del separador Willauer-Deaver presenta una longitud total extraordinaria de 39.5 cm que permite un alcance profundo en la pelvis verdadera y la cavidad torácica. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la longitud de la hoja de trabajo activa mide 108 mm a lo largo de su superficie curva. El instrumento es excepcionalmente adaptable a diferentes profundidades clínicas mediante dos opciones distintas: un diseño de hoja de 25 mm de ancho (\$99) para la sujeción de tejido focalizado y exposición vascular profunda, y un diseño de hoja expansivo de 50 mm de ancho (\$149) para un desplazamiento pulmonar y hepático amplio. Su mango plano ergonómico proporciona un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Willauer-Deaver para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas cardiorácicas, centros de trauma y quirófanos de cirugía general en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total resistencia al autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest