



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Volkman Retractor-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Volkman Retractor -USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
2 爪 (鈍 / 鋭) — 8 mm – 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 爪 (鈍 / 鋭) — 11 mm – 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 爪 (鈍 / 鋭) — 18 mm – 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 爪 (鈍 / 鋭) — 26 mm – 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

製品詳細

Volkman Retractor-USA Patternは、一般外科、整形外科、形成外科の手順において、信頼性が高く滑りのない皮弁の挙上や軟部組織の変位を目的として特別に設計された、基礎的な手持ち式外科用レイク開創器です。複数の湾曲したレイク爪を備えたこの器具により、手術助手は、局所的な組織の裂傷や縁の虚血を引き起こすことなく、皮膚面および皮下面に均一な対向牽引をかけることができます。

劣化することなく高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えられるように構築されたこのVolkman Retractor-USA Patternのフレームワークは、22.3 cmの均一な全長を維持し、助手にとって優れたリーチクリアランスを提供します。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、爪の数は2爪 (\$64)、3爪 (\$69)、4爪 (\$74)、または6爪 (\$79) から選択可能です。術者は、安全で低侵襲な軟部組織の操作に設計された鈍 (Blunt) 爪、またはより強固な組織境界で滑りのない確実な把持を実現するように設計された鋭 (Sharp) 爪のいずれかを選択できます。選択可能なブレード幅の寸法は8 mmから26 mmに及び、特定のオプションには11 mm、18 mm、26 mm、および40 mmが含まれます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor MakerのVolkman Retractor-USA Patternは、厳格な臨床基準を遵守して製造されており、世界中のトラウマセンター、形成外科室、一般手術室に、卓越した耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest