



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Volkman Retractor-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Volkman Retractor-USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
2 Dientes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Ramas (Romas / Agudas) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Dientes (Romo / Agudo) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Dientes (Romo / Agudo) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Volkman Retractor-USA Pattern es un separador de rastrillo manual fundamental, diseñado específicamente para proporcionar una elevación fiable y antideslizante de colgajos cutáneos y el desplazamiento de tejidos blandos en procedimientos generales, ortopédicos y plásticos. Diseñado con múltiples dientes curvos, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción uniforme a través de los planos cutáneos y subcutáneos sin causar desgarros tisulares focales o isquemia marginal.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia sin degradarse, este Volkman Retractor-USA Pattern mantiene una longitud total uniforme de 22.3 cm que otorga a los asistentes quirúrgicos un excelente alcance. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece opciones de 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74) o 6 (\$79) dientes. Los cirujanos pueden seleccionar entre puntas romas, diseñadas para una manipulación segura y atraumática de tejidos blandos, o puntas agudas, diseñadas para ofrecer un agarre firme y sin deslizamientos en límites tisulares más resistentes. Las dimensiones de ancho de hoja seleccionables abarcan desde 8 mm hasta 26 mm, con opciones específicas que

incluyen 11 mm, 18 mm, 26 mm y 40 mm.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Volkman Retractor-USA Pattern para cumplir con estrictos estándares clínicos, proporcionando a centros de traumatología, salas de cirugía plástica y quirófanos generales en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest