



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tupper's Universal Hand Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Tupper's Universal Hand Retractor

SKU RM-TUHR-1

**\$699 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET  | BİLEŞEN                                | BOYUTLAR / AÇIKLAMA              |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | El Tablası                             | Merkezi operasyon yüzeyi         |
| 2     | Yükseltilmiş Zincir Tutucular          | Çerçeve çevre destekleri         |
| 2     | Zincir Tutucu Kancalar                 | Sabit bağlantı noktaları         |
| 2     | Kayar Zincir Tutucu Kancalar           | Ayarlanabilir bağlantı noktaları |
| 4     | Cilt Kancalı Bilyalı Zincirler         | 21 cm                            |
| 6     | Kol/Bilek Sabitleme Bilyalı Zincirleri | 26 cm                            |
| 1 Set | Kauçuk Bantlar                         | 5 parça                          |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tupper's Universal Hand Retractor, hassas el ve mikrocerrahi prosedürleri sırasında hassas, eller serbest konumlandırma ve çok yönlü doku ekartasyonu sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir cerrahi ekartör platformudur. Hastanın elini ve parmaklarını elastik ve bilyalı zincir gerilimi yoluyla merkezi bir operasyon masasına sabitleyen bu sistem, engelsiz bir mikrocerrahi alanı oluştururken cerrahi asistanların iş yükünü azaltır.

Tam prosedürel adaptasyon için tasarlanan bu Tupper's Universal Hand Retractor seti; sağlam bir Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) el tablası, iki yükseltilmiş çevre zincir tutucusu, iki sabit zincir tutucu kancası ve çerçeve boyunca herhangi bir yere kilitlenebilen iki kayar zincir tutucu kancası içerir. Set, keskin cilt kancalarıyla donatılmış dört adet 21 cm bilyalı zincir, bilek ve kol immobilizasyonu için altı adet 26 cm

bilyalı zincir ve elastik dijital karşı traksiyon için 5 parçalık tıbbi sınıf kauçuk bant seti içerir.

Tamamı yansıma yapmayan saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Tupper's Universal Hand Retractor ürününü steril olmayan şekilde ve bireysel koruyucu ambalaj kutusunda tam otoklavlanabilir olarak sunarak dünya genelindeki el travması ve rekonstrüktif merkezler için olağanüstü klinik dayanıklılık sağlar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest