



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra
Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra Óptica

SKU RM-RBR-FO-339-1

\$339 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination	Separador mamario manual, hoja en anillo, haz de luz integrado
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra Óptica es un separador de cirugía plástica estética y reconstructiva iluminado de primera categoría, diseñado específicamente para combinar una amplia elevación de tejidos con una iluminación óptica directa y sin sombras dentro de los bolsillos mamarios profundos. Al canalizar luz de fibra óptica de alta intensidad directamente a lo largo de la superficie inferior de la hoja, este instrumento elimina las sombras ópticas en los espacios submusculares y subglandulares, permitiendo a los cirujanos verificar una hemostasia completa y límites precisos del bolsillo.

Construido para un acceso quirúrgico superior durante la aumentación y reconstrucción mamaria, este modelo de Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra Óptica (\$339) cuenta con una cara de hoja en forma de anillo anatómicamente curvada que sostiene el parénquima mamario y el músculo pectoral mayor de forma atraumática. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora un conector universal integrado compatible con cables de luz de quirófano estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI). Su mango ergonómico garantiza un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante en todas las superficies metálicas expuestas, Retractor Maker fabrica el Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra Óptica para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía mamaria plástica, estética y oncológica de todo el mundo una transmisión óptica excepcional, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest