



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор щитовидной железы Lahey Thyroid
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор щитовидной железы Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Lahey Thyroid Retractor	Размеры / Детали: общая длина 20.3 cm (8"), Г-образное лезвие 25 mm с бортиком · Количество: 1	\$49
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Lahey Thyroid Retractor — это классический инструмент для эндокринной и общей хирургии, специально разработанный для безопасного и малотравматичного смещения мягких тканей и предтрахеальных мышц при операциях на щитовидной и паращитовидных железах. Благодаря удлиненному Г-образному лезвию, инструмент позволяет хирургической бригаде латерально отводить грудино-ключично-сосцевидную и предтрахеальные мышцы от щитовидной железы, создавая четкий визуальный коридор и защищая возвратный гортанный нерв.

Эта конфигурация Lahey Thyroid Retractor общей длиной 20.3 cm (8 inches) обеспечивает сбалансированное механическое воздействие при деликатных манипуляциях на шее. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического назначения. Рабочая часть представляет собой Г-образное лезвие длиной 25 mm со встроенным терминальным удерживающим бортиком. Бортик предотвращает соскальзывание тканей с края лезвия, а эргономичная плоская рукоятка позволяет ассистенту удерживать инструмент без утомления рук в течение многочасовых процедур.

Retractor Maker производит Lahey Thyroid Retractor с антибликовым матовым покрытием, что гарантирует устойчивость к многократным циклам стерилизации в ЛПУ. Инструмент обладает

исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью при автоклавировании, что делает его незаменимым для отделений эндокринной хирургии, ЛОР-хирургии и общей хирургии во всем мире.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest