



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs Flared Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs Flared Cobra

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Orienté à Gauche — Simple Griffes, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orienté à Gauche — Double Griffes, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orienté à droite — Griffes simple, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orienté à droite — Double griffes, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs Flared Cobra sont des instruments chirurgicaux orthopédiques spécialisés, conçus spécifiquement pour offrir un levier osseux puissant et une rétraction étendue des tissus mous lors de l'arthroplastie totale de hanche primaire et de révision. Conçus avec une lame évasée expansive qui s'arque doucement vers l'arrière, ces écarteurs permettent aux équipes chirurgicales d'écarter les masses musculaires fessières et fémorales importantes du couloir articulaire sans provoquer de contusions musculaires.

Construite pour le dégagement pelvien et articulaire profond, cette série d'écarteurs Flared Cobra présente une longueur totale unifiée de 15 inches (38 cm, \$69) qui maintient les mains de l'assistant en toute sécurité hors du champ opératoire. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument selon les variations directionnelles — orientation vers la gauche ou vers la droite — associées à des configurations de pointe sélectionnables, notamment une dent unique pour une prise osseuse ciblée ou deux dents pour une stabilité équilibrée en deux points le long du rebord acétabulaire.

Forgés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les écarteurs Flared Cobra pour résister aux charges mécaniques lourdes et aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de reconstruction articulaire et de traumatologie orthopédique du monde entier une durabilité et une performance cliniques inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest