



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Jansen Mastoid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Jansen Mastoid Retractor

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Jansen Mastoid Retractor — это признанный во всем мире самодержащийся хирургический ретрактор, разработанный специально для стабильной и автономной ретракции мягких тканей и надкостницы в ограниченных отоларингологических, нейрохирургических и микрохирургических полях. Изогнутые наружу бранши с несколькими зубцами удерживают края позадишной раны под калиброванным механическим натяжением, исключая усталость рук ассистента во время прецизионного сверления сосцевидного отростка.

Серия Jansen Mastoid Retractor от Retractor Maker адаптирована к любым процедурным задачам и включает шесть вариантов общей длины: 3" (\$69), 3 ¼" (\$74), 3 ⅝" (\$79), 4" (\$84), 4 ¼" (\$89) и 4 ½" (\$94). Хирурги могут выбирать между конфигурациями зубцов 3×3 или 4×4 в исполнении Sharp (острые) для надежной фиксации фасции или Blunt (тупые) для предотвращения травматизации тканей; функциональная глубина зубцов составляет 8 мм. Инструмент предлагает варианты развода, включая

бранши 15 мм x развод 70 мм или бранши 20 мм x развод 64 мм, управляемые винтовым механизмом с мелким шагом.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Jansen Mastoid Retractor производится с соблюдением строгих клинических допусков, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, плавную фиксацию и полную пригодность к автоклавированию для отделений ЛОР и нейрохирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest