



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Bookwalter

SKU RM-BR-1

\$1,999 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Mât Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barre horizontale Bookwalter	Standard
1	Raccord de mât Bookwalter	Standard
1	Barre flexible horizontale Bookwalter	Diamètre 1" (2.5 cm)
2	Crémaillères standard Bookwalter	Non inclinables
5	Mécanismes de crémaillère inclinables Bookwalter	Multi-angles
1	Anneau ovale Bookwalter, moyen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anneau segmenté Bookwalter, moyen	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Valves Balfour Bookwalter	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable Bookwalter	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valves malléables Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve Harrington Bookwalter	1" × 5 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Boîte de rangement en bois	Étui de protection adapté

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Bookwalter est un système d'écarteurs autostatiques monté sur table. Au lieu de compter sur des assistants pour tenir les écarteurs individuels, l'ensemble s'ancre à la table d'opération et maintient chaque valve dans une position fixe, offrant une exposition stable et sans mains ainsi qu'une visibilité optimale du champ opératoire lors de procédures abdominales ouvertes majeures telles que la néphrectomie, la prostatectomie et la laparotomie.

Le cadre de montage se compose d'un mât Bookwalter de 12" (30.5 cm), d'une barre horizontale, d'un raccord de mât et d'une barre flexible horizontale de 1" (2.5 cm) de diamètre. Cet ensemble supporte un anneau ovale moyen mesurant 10¹/₂" × 14¹/₂" (26.7 × 36.8 cm) et un anneau segmenté moyen mesurant 10¹/₂" × 19" (26.7 × 48.3 cm), permettant au cadre d'écartement d'être positionné au-dessus de l'incision et ajusté à la zone de travail.

Deux crémaillères standard non inclinables et cinq mécanismes de crémaillère inclinables multi-angles se fixent à l'anneau et maintiennent chaque valve à la profondeur et à l'angle choisis. Les valves incluses comprennent deux valves Balfour, quatre valves Kelly de longueurs 3", 4", 5" et 6", trois valves malléables et une valve Harrington, afin que l'exposition puisse être adaptée à la profondeur et à la forme de l'incision.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). L'écarteur de Bookwalter est neuf, réutilisable et entièrement autoclavable. Il est livré non stérile — il doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Les composants sont disposés de manière sécurisée dans une boîte en bois perforée dédiée pour un stockage et un traitement organisés. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, chirurgiens et distributeurs, avec une quantité minimale de commande d'un set complet. L'écarteur de Bookwalter est fabriqué, inspecté et fourni directement par Retractor Maker.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest