



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartör

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Açık Sap Profili	Uç Genişliği: 6.3 cm · Temel Klinik Rol: LEEP/LLETZ sırasında gelişmiş intraoperatif alet açıklığı · Fiyat (USD): \$69.00
1	Kapalı Uzatılmış Sap Profili	Uç Genişliği: 6.3 cm · Temel Klinik Rol: Aerodinamik lateral vajinal mukoza deplasmanı ve lazer ablasyon · Fiyat (USD): \$69.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Uç Genişliği: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartör, Loop Elektrocerrahi Eksizyon Prosedürleri (LEEP) ve lazer ablasyon cerrahisi sırasında güvenli lateral vajinal duvar ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir jinekolojik cerrahi alettir. Yüksek bütünlüklü, iletken olmayan dielektrik polimer tabakası ile kaplanan bu alet, kaçak elektrik akımlarının ve termal transferin hassas komşu vajinal dokulara zarar vermesini önler.

Standart konfigürasyon düzeninde üretilen bu Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartör modeli, 6.3 cm genişliğinde uç yüzey alanına (\$69) sahiptir. Cerrahlar, genişletilmiş alet manevra kabiliyeti için Açık saplar veya aerodinamik yerleştirme için Kapalı uzatılmış sap profilleri arasında seçim yaparak aleti özelleştirebilirler. Yüzey profili, yüksek derecede parlatılmış tutma arayüzlerini, yüksek frekanslı elektrocerrahi kesme ve koagülasyona bozulmadan dayanan özel yalıtımlı çalışma katmanıyla birleştirir.

Açıkta kalan metal elemanlarda yansımaz saten kaplamaya sahip birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen Retractor Maker, Lateral İletken Olmayan Vajinal Ekartörü sıkı klinik toleranslara göre üreterek dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri ve kadın sağlığı klinikleri için olağanüstü prosedürel

hijyen, yüksek dielektrik direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest