



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique pour canal carpien

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique pour canal carpien

SKU RM-CTSRR-1

\$144 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur autostatique pour canal carpien	Longueur 4 ¼" (10.79 cm), griffes mousses, verrouillage à crémaillère	\$144
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$144

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique pour canal carpien est un instrument de microchirurgie de la main conçu précisément pour assurer une rétraction atraumatique et mains libres des berges de la plaie lors de la libération du canal carpien. En maintenant les lambeaux cutanés palmaires et la graisse sous-cutanée sous une tension mécanique constante, cet instrument établit un champ visuel dégagé sur le rétinaculum des fléchisseurs tout en éliminant la fatigue manuelle de l'assistant.

Conçu spécifiquement pour l'anatomie confinée de la main et du poignet, cette configuration de l'écarteur autostatique pour canal carpien présente une longueur totale compacte de 4 ¼" (10.79 cm) (\$144). Ses extrémités actives sont équipées de griffes à pointes mousses conçues pour écarter les tissus mous superficiels sans risque de ponction du nerf médian, de sa branche motrice récurrente ou des arcades vasculaires palmaires superficielles. Le verrouillage mécanique à crémaillère empêche tout mouvement accidentel pendant la division délicate du ligament.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur autostatique pour canal carpien selon des tolérances cliniques strictes, garantissant une action fluide de la crémaillère, un effet de levier ergonomique des anneaux et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les centres de chirurgie plastique, de la main et orthopédique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest