



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Williger Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williger Ekartör

SKU RM-WLR-13-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Williger Ekartör (3 Dişli) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Ekartör (4 Dişli) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Williger Ekartör, kemik prosedürleri sırasında güvenli, kaymayan yumuşak doku ve mukoperiostal flep deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir oral, maksillofasiyal ve periodontal cerrahi ekartördür. Keskin uçlu dişlerle donatılmış kavisli bir tırmık başlığı ile tasarlanan bu alet, cerrahların fibröz periostu ve diş eti dokularını sıkıca kavramasına olanak tanıyarak, komşu vasküler yapılara kaymadan kortikal kemik marjinlerini açığa çıkarır.

Kısıtlı intraoral alanlarda rafine dokunsal kontrol için üretilen bu Williger Ekartör, 13 cm'lik standart bir toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki farklı model konfigürasyonu sunar: hassas yumuşak doku marjinlerinde yüksek düzeyde odaklanmış, güçlü ve kontrollü bir kavrama sağlayan 3 dişli model (\$79) ve kemik yerleşiminin maksimum düzeyde açığa çıkmasını sağlamak için genişletilmiş, sıkı bir kavrama alanı sunan 4 dişli model (\$89). Ergonomik düz sap, cerrahi asistanlarının zorlu kemik kesimleri boyunca sabit, yorulmadan manuel kaldırma gücü uygulamasını sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Williger Ekartörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ağız cerrahisi kliniklerine, dental implantoloji ünitelerine ve yüz rekonstrüktif cerrahi merkezlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest