



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель McCarthy Mini-Sternotomy Retractor
with Universal Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Двойные рейки расширителя грудной клетки	Основная 5-дюймовая модифицированная рама для разведения грудины
1	Разъемный универсальный зажим	Специализированный монтажный зажим для фиксации навесного оборудования рамы
1	Универсальный зажим	Многоцелевой зажимной блок для интеграции компонентов
1	Основной кронштейн	Первичный монтажный кронштейн для поддержки вспомогательных рычагов ретрактора
1	Держатель трубок	Фиксирует хирургические трубки в пределах операционного поля
1	Прямоугольная поперечная штанга	Структурная перекладина для позиционирования вспомогательных элементов ретрактора
1	Большой сетчатый ретрактор (пластичный)	Широкая пластичная проволочная корзина для бережного смещения тканей
2	Малый сетчатый ретрактор (пластичный)	Компактные пластичные проволочные корзины для таргетной ретракции тканей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift представляет собой передовую кардиохирургическую систему, разработанную специально для малоинвазивных процедур на клапанах и аорте, требующих минимальной хирургической травмы. Сочетая надежное латеральное разведение грудины с возможностью независимого вертикального подъема, эта система приподнимает левый край грудины для обеспечения прямого визуального обзора предсердия и клапанов сердца.

Система McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift, созданная для точного позиционирования в грудной полости, включает в себя 5-дюймовую модифицированную двухреечную раму расширителя, встроенный съемный узел Universal Lift, разъемный универсальный зажим, стандартный универсальный зажим, основной опорный кронштейн и вспомогательную прямоугольную поперечную штангу. Система оснащена держателем трубок для аспирации/ирригации и тремя пластиковыми сетчатыми ретракторами (один большой и два малых), которые адаптируются к краям тканей сердца без очаговой травматизации.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift нестерильным и полностью автоклавируемым в прочном защитном контейнере для хранения, обеспечивая долговечность и надежность в операционной.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest