



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Kawamoto à double extrémité isolé

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur Kawamoto à double extrémité isolé

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Kawamoto Double Ended Insulated Retractor	Dimensions / Détails : longueur 6" (152 mm), lames isolées en L de 14 x 16 mm	\$34
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Kawamoto à double extrémité isolé est un instrument spécialisé pour la chirurgie plastique et cranio-faciale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr des tissus mous tout en protégeant les tissus adjacents contre les courants électrochirurgicaux vagabonds. Revêtu d'une isolation diélectrique durable et résistante à la chaleur, cet écarteur prévient les transferts thermiques accidentels, les arcs électriques et les brûlures par contact lors de la dissection par électrocautère monopolaire ou bipolaire actif.

Conçu pour maximiser la sécurité du patient contre les blessures thermiques, cette configuration de l'écarteur Kawamoto à double extrémité isolé présente une longueur totale d'outil de 6 pouces (15.2 cm / 152 mm). Ses extrémités de travail intègrent une empreinte de lame de 14 mm x 16 mm de large sur un profil de configuration en L à double extrémité associé à un manche central plat. Les bords de lame lisses et non conducteurs maintiennent en toute sécurité les lambeaux cutanés délicats et la muqueuse buccale, offrant aux assistants opératoires un levier manuel confortable tout au long des procédures de reconstruction complexes.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec un revêtement diélectrique non conducteur de haute intégrité, Retractor Maker produit l'écarteur Kawamoto à double extrémité isolé pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie plastique, maxillofaciale et pédiatrique du monde entier une sécurité électrique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest