



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador en Abanico con 5 Dedos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador en Abanico con 5 Dedos

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
5 mm — Articulado	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — No Articulado	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulado	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — No Articulado	RM-FR5F-10N-1	\$299

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador en Abanico con 5 Dedos es un separador quirúrgico laparoscópico de primera calidad diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de órganos amplio y atraumático, y una elevación visceral de superficie ancha durante procedimientos mínimamente invasivos generales, bariátricos y ginecológicos. Diseñado con cinco palas mecánicas entrelazadas que se pliegan en un perfil delgado para la inserción del trócar, este instrumento se expande dentro de la cavidad peritoneal formando una celosía ancha en forma de abanico que mantiene las grandes estructuras anatómicas suavemente alejadas de los planos de disección quirúrgica.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este modelo de Separador en Abanico con 5 Dedos (\$299) está disponible en opciones de diámetro de eje de 5 mm o 10 mm, con longitudes de trabajo que van desde 330 mm hasta 375 mm (longitud total del instrumento de 438 mm a 487 mm). Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden seleccionar entre tipos funcionales de eje articulado o no articulado para navegar alrededor de obstáculos pélvicos y abdominales complejos. El chasis canulado integra un puerto de lavado luer-lock dedicado que asegura una limpieza completa del lumen y la eliminación de residuos biológicos. Los márgenes lisos y redondeados de los dedos dispersan la contracción de manera uniforme para proteger el parénquima visceral frágil.

Forjado con un acabado mate satinado antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el Separador en Abanico con 5 Dedos para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos laparoscópicos, suites bariátricas y centros de enfermedades digestivas de todo el mundo una excepcional estabilidad mecánica, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest